

CareWave

lejringsserie til børn

En videreudvikling af lejringsprodukter og deres udformning med mange brugsmæssige fordele.

Gør livet meget lettere for patienterne fordi det er blødt og smyger sig til kroppen, ligger stabilt og er ikke varmeproducerende som dun puder.

Gør livet lettere for plejepersonalet, fordi de vejer meget lidt og er lette at arbejde med, også når det drejer sig om lejrning af smerteprægede, deformerede patienter som det ellers kan være svært at lejre rigtigt og sikkert.

Lejringsprodukterne består af mikrokugler af finkornet og blød polystyren omgivet af et bi-elastisk inkontinens sikret poleurethan overtræk, som er forbehandlet mod mikrober, således at fungus og MRSA vira ikke kan overleve.

Lejringsprodukterne er designet til anvendelse i forskellige lejringsituationer og tilpasser sig forskellig morfologi.



Universalpude 30x45cm

Varenr.: 6100-1001; HMI nr.: 69638

Kan anvendes til mange formål. Sammen med decubitus lateral forhindrer den patienten i at falde fremad. Den kan bruges til at undgå at knæ, lægge og fødder gnides mod hinanden. Den kan også blot anvendes som hovedpude




Den bløde banan 25x140cm

Varenr.:6100-1002 HMI nr 69639

Giver support og holder patienten i decubitus eller siddende stilling. I samarbejde med semifowler skabes den mest trykaflastende lejrning i rygleje.

WEL-MED / Scanbio

Wel-Med / Scanbio ApS, Industrivej 1 C, 4000 Roskilde, Danmark, Tlf. +45 46 37 45 99, Fax +45 46 37 46 79
E-mail: scanbio@scanbio.dk, Homepage: www.scanbio.dk



Decubitus Lateral 26x140cm

Varenr.: 6100-1003 HMI nr.: 69640



Denne pude tilpasser sig alle morfologier. Den støtter skuldre, ryg, hofter og knæ i decubitus position. Kan også anvendes frontalt i 30° maveleje.



Cylinder 15x45cm

Varenr.: 6100-1005 HMI nr.: 69642


Cylinderpuden kan anvendes til mange formål. Som pude til at elevere hæle, placering mellem ben for abduktion og tryknedsættelse mellem knæene.



Trekanten 25x42cm

Varenr.: 69644 HMI nr.: 69644

Trekanten kan anvendes til mange formål. Placer under knæene i rygleje, som rygstøtte i sideleje eller som arm aflastning i sideleje ved placering i abdomenområdet



Semi Fowler

Varenr.: 6100-1006 HMI nr.: 69643

Semi fowler er specielt udformet til Semi fowler lejring. Især velegnet i samarbejde med den bløde banan. Således skabes 30° hovedgærdeløft og 30° bækkenløft



Halskraven 15x160 cm

Varenr.: 6100-1004 HMI nr.:69641

Støtter hoved og nakke. Afslapper skuldre og skuldeblade idet hovedet kommer nærmere neutral position.



Hælbeskytter

Varenr.: 6100-1008 HMI nr.:69645

Beskytter hæle og malleoler og mindsker risiko for karte skader



Hemi Arm 35x48cm

Varenr.: 6100-1010 HMI nr.:69646

Hemiarm består af 2 puder som er hæftet sammen med velcro. Den nederste pude er firkant formet den øverste pude er buet for tilpasning til abdomen. Formålet er at aflaste armen og mobilisere den ved at ændre pudernes stilling i forhold til hinanden for at undgå kold skulder.



Puff 110cm diameter eller 130cm Diameter

Varenr.:6100-1200 HMI nr.:69647

Rund sække stol til aflastning af hele kroppen. Man synker ned i de bløde polystyrenkugler og opnår en afslappet ligge eller siddestilling.

Wel-Med / Scanbio